

DRK-D82 松装密度测试仪



【产品介绍】

DRK-D82 松装密度仪是用于各种粉体松装密度测试的仪器。它符合中华人民共和国国家标准—粉尘物性试验方法 GB/T16913 中堆积密度的测定以及 GB/T 31057.1 中松装密度的测量,是一款通用标准松装(堆积)密度仪。

【技术参数】

1、量筒容积: 25cm³、100cm³


2、漏斗孔径: 2.5mm, 5.0mm, 或 12.7mm

3、漏斗高度: 25mm, 115mm

4、漏斗锥度:60°

【测试步骤】

将测量量筒放到平台上,将平台调至水平,将阻塞棒插到漏斗中以堵住流出口,并保证阻塞棒处于直立状态。将待测粉体装满盛样量筒后全部倒入漏斗中,然后拔出阻塞棒,使粉体通过漏斗流出口流到测量量筒中,当粉体全部流出后取出测量量筒,用刮板刮平后放到天平上称量。




如果粉体潮湿,则需要事先进行干燥。干燥的方法是将粉体放到 105℃ 的烘箱中烘干。如果粉体中有杂物,需要用 80 目的筛除去杂物。

同一个样品要做三次测试,取其平均值为该样品的松装密度结果,并且这三次测试所得到的粉体的质量蕞大值与蕞小值之差应小于 1g,否则要继续测试,直到有三次质量的蕞大值与蕞小值之差小于 1g,就用这三次数据计算松装密度值。

$$\rho_h = \frac{\frac{1}{3} (m1 + m2 + m3)}{V}$$

其中:

ρh: 松装密度;



V: 体积(这里是 100)

m1: 第一次测试样品的质量

m2: 第二次测试样品的质量

m3: 第三次测试样品的质量。

注: 因技术进步更改资料,恕不另行通知,产品以后期实物为准。